

Instrukcja dla użytkownika

QUIXX®

Nos jest bramą do naszych dróg oddechowych i chroni nasze płuca. Zdrowy nos filtruje powietrze, zawierające cząstki tak małe jak pyłki roślin, nawilża powietrze, którym oddychamy i ogrzewa zimne powietrze do temperatury ciała, zanim dostanie się ono do płuc. W przeziębieniu, grypie i alergiach, którym towarzyszy niedrożność nosa lub katar, funkcje te ulegają upośledzeniu. Quixx® łagodzi niedrożność nosa, pomaga przywrócić prawidłowe funkcje nosa i ułatwia oddychanie przez nos.

1. CO TO JEST I JAK DZIAŁA QUIXX®

100 ml Quixx® zawiera 84,6 ml naturalnej wody morskiej i 15,4 ml wody oczyszczonej. Roztwór jest przezroczysty, bezbarwny i bezwonny.

Quixx® to hipertoniczny spray do nosa (stężenie soli jest równoważne z około 26 g NaCl na litr). Zawiera on naturalną wodę morską z Oceanu Atlantyckiego wraz z cennymi minerałami i pierwiastkami śladowymi.

Quixx® przynosi naturalną ulgę w przypadku niedrożności nosa i zatłoczonych zatok, jak również działa kojąco na wrażliwą błonę śluzową nosa, co jest szczególnie ważne dla zdrowego układu oddechowego.

W JAKI SPOSÓB QUIXX® UŁATWIA ODDYCHANIE

- Skutecznie łagodzi objawy spowodowane niedrożnością nosa i zatok w przebiegu przeziębienia, grypy lub alergii
- Aktywnie oczyszcza nos
- Nawilża błonę śluzową nosa
- Dlatego Quixx® pomaga przywrócić prawidłowe funkcje nosa, co zmniejsza ryzyko powikłań (zapalenie zatok, zapalenie ucha) i ułatwia oddychanie

QUIXX® MA RÓWNIEŻ NASTĘPUJĄCE ZALETY

- Zawiera wyłącznie składniki naturalne
- Nie zawiera konserwantów
- Nie daje przyzwyczajień
- Jest bezpieczny przy długotrwałym stosowaniu

2. KTO MOŻE UŻYWAĆ QUIXX®

Dorośli, dzieci i niemowlęta powyżej 6 miesięcy życia.

Quixx® może być również stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią.

3. JAK STOSOWAĆ QUIXX®

Quixx® należy zawsze stosować zgodnie z instrukcją dla użytkownika. Wszystkie wątpliwości należy wyjaśniać z lekarzem lub z farmaceutą.

Dawkowanie:

Niemowlęta (powyżej 6 miesięcy życia) i dzieci:

1 do 2 dawek sprayu do każdego otworu nosowego 2 do 3 razy dziennie

Dorośli:

1 do 3 dawek sprayu do każdego otworu nosowego 2 do 3 razy dziennie

Nie ma ograniczeń dotyczących czasu stosowania.

Sposób użycia sprayu:

Zdjąć kapturek. Przygotować butelkę, pompując spray kilkakrotnie, do wytworzenia delikatnej mgły (Rys. 1). Spray jest teraz gotowy do użycia:

Wprowadzić dyszę do otworu nosowego i nacisnąć kołnierz po obu stronach dyszy (Rys. 2). Po każdym użyciu, oczyścić dyszę i założyć kapturek z powrotem.



Rys. 1



Rys. 2

Nie stosować Quixx® po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu zewnętrznym obok symbolu .

Quixx® może być używany przez okres do 6 miesięcy od daty pierwszego użycia.

4. PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrażliwość (alergia) na wodę morską.

5. DZIAŁANIA UBOCZNE

Na początku stosowania można odczuwać delikatne klucie.

6. JAK PRZECHOWYWAĆ QUIXX®

- Przechowywać w temperaturze pokojowej
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci

7. OPIS OPAKOWANIA

Quixx[®] jest pakowany w butelki zawierające 30 ml roztworu. Butelka zawiera wbudowany w pompkę system przeciwbakteryjny, który przez cały okres użytkowania zapobiega skażeniu zawartości.

Każda butelka zawiera około 220 dawek.

Quixx[®] jest wyrobem medycznym.

CE

Wytwórca:
Pharmaster
ZI de Krafft
67150 Erstein
Francja

Dystrybutor:
BERLIN-CHEMIE AG
(MENARINI GROUP)
Glienicker Weg 125
12489 Berlin
Niemcy

Data ostatniej zmiany instrukcji: 01/2009